



## CHECK-LIST EDA HDA



### PACIENTE:

#### Indicación EDA precoz \*\*

- Edad > 60 años
- Patología asociada (DHC)
- HDA intrahospitalaria
- Compromiso hemodinámico
- Evidencias sangrado activo

#### Contraindicación

- Absoluta: sospecha de perforación
- Relativas:
  - hemodinamia no estabilizable,
  - INR>2,5, plaquetas < 20000
  - Sin consentimiento en paciente estable
  - Ayunas < 4 horas en paciente estable

#### Consentimiento informado

- discutir riesgo de aspiración, perforación, fracaso en hemostasia

#### Monitorización hemodinámica

- control continuo PA y FC, oximetría de pulso

#### Premedicación

- Anestesia tópica faríngea
- Sedación mínima en paciente orientado
- Sedación alta en paciente intubado

#### Profilaxis antibiótica

- Cirrótico
- Prótesis valvular

#### Protección vía aérea

- Intubación paciente comprometido de conciencia, hematemesis profusa o insuficiencia respiratoria
- Aspiración a paciente ( siempre)

#### Terapia farmacológica asociada

- Omeprazol bolos ev para lesión no variceal con tratamiento endoscópico
- Terlipresina sc para HDA variceal



## CHECK-LIST EDA HDA



### LUGAR:

#### Paciente inestable (\*\*)

- Unidad de paciente crítico
  - Monitorización
  - Protección vía aérea
  - Médico presente

#### Paciente estable horario hábil

- Unidad de endoscopia

#### Paciente estable horario no hábil

- Unidad endoscopia próximo horario hábil

### TORRE:

#### Accesorios para procedimiento

- Endoscopio canal ancho o doble canal
- maletas limpia y sucia
- Aspiración gruesa + 2 jeringas 60 cc punta fina
- Pinza cuerpo extraño
- Pinza biopsia
- Test de ureasa

#### Accesorios para intubación

- Boquilla con elástico
- Spray Lidocaina
- Lidocaina gel

#### Accesorios para hemostasia

- Aguja inyectoterapia N° 25
- adrenalina 1:20000
- Sonda heat-probe: Setting 30J, agua al máx.
- Endoclips ( mínimo 3 )
- Ligadura 10 elásticos
- Histoacryl (al menos 2 ampollas 0,5 cc )
  - lipiodol ( 0,8 cc c/0,5 cc histoacryl )
  - Aguja 2,5 cc con agua bidestilada
  - Aguja inyectoterapia
  - Visera

#### Accesorios para registro

- Tarjeta memoria
- DVD, comprobar disco con espacio libre
- Cuaderno de registro con códigos